



Dr BACLE emmanuel
82 Bis, Bd Victor Hugo

34410 SERIGNAN
Prélevé à 07H54
Enregistré à 07H55
Demande n° 01/03/11-1-0032 - -APICI-TP
Nom de jeune fille: Date de naissance : 06/02/1958
FSE Tiers payant AMO+AMC - FSE

Monsieur THOMAS THIBAUT
9 IMPASSE LES HAUTS SERIGNAN

34410 SERIGNAN

Le mardi 1 mars 2011
Recu le 01/03/11 à 07H55

HEMATOLOGIE

✓ HEMOGRAMME (Pentra 80 ABX)

Pentra 80 ABX

		Valeurs de référence	Antériorités
Hématies	5 100 000 /mm3	4 500 000 à 5 800 000	09/07/09 5 060 000
Hémoglobine	15,6 g/100ml	13,5 à 17,5	15,2
Hématocrite	46,7 %	40,0 à 50,0	45,0
V.G.M.	92 µ3	82 à 98	89
T.C.M.H.	30,6 picog	25 à 35	30,0
C.C.M.H.	33,4 %	32,0 à 36,0	33,8
Leucocytes	6 000 /mm3	4 000 à 10 000	5 100
Polynucléaires neutrophiles	55 % 3 300 /mm3	1800 à 7500	2 703
Polynucléaires éosinophiles	4 % 240 /mm3	0 à 800	255
Polynucléaires basophiles	0 % 0 /mm3	0 à 200	0
Lymphocytes	32 % 1 920 /mm3	1000 à 4500	1 683
Monocytes	9 % 540 /mm3	200 à 1000	459
Plaquettes	233 000 /mm3	150 000 à 450 000	09/07/09 214 000
V.P.M.	8,1 µ3	Inf. à 10,0	7,9

✓ VITESSE DE SEDIMENTATION

1ère heure	3 mm	Inf. à 10	09/07/09 4
2ème heure	8 mm	Inf. à 25	11

BIOCHIMIE

ATTENTION: CHANGEMENT d'appareil , technique et des valeurs de REFERENCE depuis le 10/12/2009:Analyses réalisées sur XPAND DIMENSION SIEMENS

		Valeurs de référence	Antériorités
✓ GLYCEMIE à jeun	1,04 g/l	0.74 à 1.06	09/07/09 0,98
Technique bichromatique en point final Dimension Xpand Plus Siemens	5,77 mmol/l	4.1 à 5.9	5,44

M.D. ESTAVIL-TUR
Pharmacien-Biologiste

M. RAUTURIER
Pharmacien-Biologiste

C. FONTES
Pharmacien-Biologiste

LABORATOIRE D'ANALYSES DE BIOLOGIE MÉDICALE de SÉRIGNAN

1, Rue Joseph LAZARE - 34410 SERIGNAN - Tél.: 04 67 32 40 55 - Fax: 04 67 32 58 21

Enregistré n° 34-173 - Agréé n° 522 - membre de la SCM Labodoc - Rond Point de la Cave Coopérative 34500 Béziers

EXPLORATION D'UNE ANOMALIE LIPIDIQUE

✓ Aspect du sérum	limpide			09/07/09
✓ CHOLESTEROL	2,33 g/l	< 2		limpide 09/07/09 2,21
Tech polychromatique Dimension Xpand Plus SIEMENS Valeurs souhaitables : < 2 g/l				
✓ Cholestérol H.D.L.	0,59 g/l	> 0.4		09/07/09 0,60
Tech polychromatique Dimension Xpand Plus SIEMENS				
Rapport Cholestérol total / H.D.L.	1,52 mmol/l	> 1.04		1,55
	3,95	Inf. à 4,95		3,68
✓ Cholestérol LDL	1,58 g/l			09/07/09 1,49
	Risque cardiovasculaire	Valeur cible à atteindre		
Prévention primaire	0	inf à 2.20		
	1	inf. à 1,90		
	2 et plus	inf. à 1,60		
Prévention secondaire	3 et plus	inf à 1,30		
	Maladie coronaire patente	inf. à 1,00		
✓ TRIGLYCERIDES	0,82 g/l	< 1.50		09/07/09 0,61
Tech cinétique bi chromatique point final Dimension Xpand Plus SIEMENS				
	0,93 mmol/l			0,70

Biochimie épreuves

✓ Clairance de la Créatinine selon Cockroff				
Age	53 ans			
Poids	100 Kg			
Créatinine	8,0 mg/l	6 à 13		09/07/09 7,9
	70,80 µmol/l	53 à 115		69,92
Clairance	142,95 ml/mn			
Interprétation: Pas d'insuffisance rénale ou insuffisance rénale légère : > 60ml/mn Insuffisance rénale modérée : 30 à 60 ml/mn Insuffisance rénale sévère : < 30ml/mn Insuffisance terminale : < 15 ml/mn				

PROTEINES SPECIFIQUES

En collaboration avec la SCM Biopolis

✓ CRP	< 3 mg/l	< 3		19/04/06 19/04/06 < 10
-------------	----------	-----	--	------------------------------

ENZYMOLOGIE

ATTENTION: CHANGEMENT DES TECHNIQUES, APPAREIL ET DES VALEURS DE REFERENCE à partir du 10/12/2009: Analyses réalisées sur XPAND DIMENSION SIEMENS

		Valeurs de référence	Antériorités
✓ SGOT (ASAT).....	23 U/l	0 à 35	09/07/09 28
Technique cinétique bichromatique Dimension XPAND Plus Siemens			
✓ SGPT (ALAT).....	35 U/l	0 à 45	09/07/09 35
Technique cinétique bichromatique Dimension XPAND Plus Siemens			
✓ GGT	44 U/l	0 à 55	09/07/09 41
Technique cinétique bichromatique Dimension XPAND Plus Siemens			

Validé le 01/03/11
RAUTURIER Marc